

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Oprk1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41145

Артикул: CM0014842



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого OPRK1 (каппа-опиоидного рецептора), подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований боли и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OPRK1
Примечания/синонимы	KOR; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
Вид	Человек
GeneID	4986
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 280–380 человеческого OPRK1 (NP_000903.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41145
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом