

Поликлональное Антитело Против Oprl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P41146

Артикул: CM0025835



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого OPRL1 (ноцицептиновый рецептор, также известный как NOP, KOR-3), подходящее для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Полезно при изучении восприятия боли, ноцицепции, локомоторной активности и сигнальных путей G-белок-сопряженных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OPRL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NOP, OOR, KOR3, NOPr, OPRL, ORL1, KOR-3, NOCIR, PNOCR, OPRL1
Вид	Человек
GeneID	4987
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 270-370 человеческого OPRL1 (NP_000904.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41146
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом