

Поликлональное Антитело Против Оптицина (Optc) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Elisa - Q9Ubm4

Артикул: CM0021353

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого OPTC (Оптицин), подходящее для WB и ELISA. Перекрёстная реактивность с мышиным и крысиным белком.
Рекомбинантный иммуноген (а.о. 20-115). Идеально для исследований ангиогенеза и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против OPTC (pAb)
Примечания/Алиасы	OPT; OPTC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26254
GeneID	26254
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-115 человеческого OPTC (NP_055174.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBM4
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом