


Поликлональное Антитело Anti-Optn Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — Q96Cv9

Артикул: CM0019170



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого OPTN (оптиневрина), валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IP и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для изучения аутофагии, врождённого иммунитета и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	OPTN Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFIIIA-INTP; OPTN
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10133
Идентификатор гена	10133
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-577 человеческого OPTN (NP_068815.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96CV9
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом