

Поликлональное Антитело Anti-Or10H3 Для Wb, Игх-П, Ифа — O60404

Артикул: CM0020324

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на обонятельный рецептор 10H3 человека (OR10H3), валидированное для WB, ИГХ-П и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований обоняния и GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OR10H3
Примечания/псевдоним	OR10H3
Вид	Человек
GeneID (человек)	26532
GeneID	26532
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 OR10H3 человека (NP_039227.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИГХ-П, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O60404
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом