

Кроличья Поликлональная Антитела Против Or1A1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q9P1Q5

Артикул: CM0020275

введение

Кроличья поликлональные антитела OR1A1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Реагируют с обонятельным рецептором 1A1 человека, мыши и крысы; идеальны для исследований GPCR и сенсорной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к OR1A1
Примечания/Альтернативные названия	OR17-7; OR1A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8383
GeneID	8383
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9P1Q5
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В пакете со льдом