

Кроличья Поликлональная Антитело Против Or2T10 Для Вб И Ифа - Q8Ngz9

Артикул: CM0014770

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого обонятельного рецептора OR2T10 (OR1-64), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным гомологом. Подходит для исследований обонятельной сигнализации и GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OR2T10 кроличья пАб
Примечания/Алиасы	OR1-64; OR2T10
Вид	Человек
ID гена (человек)	127069
ID гена	127069
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого OR2T10 (NP_001004693.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NGZ9
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет