

Анти-Orai1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96D31

Артикул: CM0025383



введение

Кроличья поликлональная антитело к ORAI1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает ORAI1 (CRACM1) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения запас-зависимого входа кальция, путей иммунной сигнализации и функции каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ORAI1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84876
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ORAI1 (NP_116179.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96D31
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом