

Поликлональное Антитело Против Orc1 Для Wb, Elisa — Q13415

Артикул: CM0016642



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ORC1, валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для изучения функции комплекса распознавания начала репликации и сборки предрепликационного комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ORC1
Примечания/синонимы	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
Вид	Человек
ID гена	4998
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 696–856 человеческого ORC1 (NP_001177748.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q13415
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом