

Поликлональные Антитела К Orc2 Для Wb, Elisa - Q13416

Артикул: CM0022814



введение

Кроличы поликлональные антитела к белку ORC2 человека (субъединица 2 комплекса распознавания начала репликации) для WB и ELISA. Идеально подходят для исследований репликации ДНК и хроматина - Q13416

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ORC2 кроличы поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	ORC2L; ORC2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4999
Идентификатор гена	4999
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 458-577 ORC2 человека (NP_006181.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13416
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом