

Поликлональное Кроличье Антитело Против Орексина В/Гипокретина-2 Для Wb, Elisa — O43612

Артикул: CM0019079



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого орексина В/гипокретина-2, валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для изучения пищевого поведения, энергетического обмена и регуляции цикла сон-бодрствование. — O43612

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к орексину В/гипокретину-2
Примечания/синонимы	OX; PPOX; NRCLP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3060
GeneID	3060
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого орексина В/гипокретина-2
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O43612
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом