


## Моноклональное Антитело Против Orp1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q9Bxw6

Артикул: CM0011974



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок ORP1 (OSBPL1A), подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. ORP1 — это поздний эндосомальный стерол-связывающий белок, участвующий в транспорте холестерина и регуляции RAB7A, идеально подходит для исследований липидного метаболизма и разработки диагностических наборов in vitro.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ORP1 Кроличье mAb                                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | ORP1; ORP-1; OSBPL1B                                                                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)                   | 114876                                                                                                                                          |
| GeneID                             | 114876                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 851-950 человеческого белка ORP1 (Q9BXW6). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                            |
| SWISS                              | Q9BXW6                                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 108 кДа                                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                               |