

Поликлональные Антитела Против Osarf19 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q0D9R7

Артикул: CM0021804

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против фактора реакции на ауксин риса 19 (OsARF19, OsARF7a). Валидированы для использования в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Подходят для исследований *Oryza sativa*, участвуют в передаче сигналов ауксина и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsARF19 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
Вид	Oryza sativa
GeneID	4341978
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 800-900 OsARF19 риса (Oryza sativa) (Q0D9R7).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q0D9R7
Молекулярный вес белка	128 кДа
Доставка	Сумка со льдом