

Поликлональное Антитело Anti-Osbip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Z7B0

Артикул: CM0022128

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на рисовый BiP1 (BIP1), шаперон ЭПР для сворачивания белков и стрессового ответа. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА в *Oryza sativa*. Идеально для исследований развития семян и стресса ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsBip1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
Вид	<i>Oryza sativa</i> (Рис посевной)
ID гена	4328075
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-400 OsBip1 <i>Oryza sativa</i> . (Q6Z7B0)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6Z7B0
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом