


Поликлональное Антитело Кролика Против Osbp Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P22059

Артикул: CM0029615



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого белка, связывающего оксистерол 1 (OSBP). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для исследований транспорта липидов и метаболизма холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	OSBP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OSBP1; OSBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	5007
GeneID	5007
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 508-807 человеческого OSBP (NP_002547.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22059
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом