

## Поликлональные Антитела К Osbpl3 Для Wb, Elisa — Q9H4L5

Артикул: CM0025023



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому OSBPL3 (ORP3) для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознают OSBPL3 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 370-520 человеческого OSBPL3.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличьи пАТ к OSBPL3                                                                                                                 |
| Примечания/Синонимы       | ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (человек)          | 26031                                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 370-520 человеческого OSBPL3 (NP_056365.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q9H4L5                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка  | 101 кДа                                                                                                                               |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                        |