

Поликлональные Антитела Кролика Против Osbzip23 Для Вб, Ифа — Q6Z312

Артикул: CM0022159

введение

Поликлональные антитела кролика к транскрипционному фактору OsbZIP23 риса. Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, распознаёт мишень *Oryza sativa*. Идеально подходит для исследований сигналинга при абиотическом стрессе и пути АБК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsbZIP23 кролик pAb
Примечания/Синонимы	ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsbZIP23
Вид	Oryza sativa
GeneID	4330838
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 200-300 OsbZIP23 Oryza sativa. (Q6Z312).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q6Z312
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет