

Поликлональное Антитело Против Osdlt Для Wb И Elisa — Q9Lwu9

Артикул: CM0020577

введение

Данное кроличье поликлональное антитело специфически распознаёт белок OsDLT (SWISS: Q9LWU9) у риса. Валидировано для применения в WB и ELISA и является важным инструментом для изучения сигнального пути брассиностероидов, регуляции транскрипции и контроля размера органов растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsDLT Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
Вид	Oryza sativa
Идентификатор гена	4339978
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-214 OsDLT (Q9LWU9) из Oryza sativa
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом