

Поликлональное Антитело Anti-Osein2 Для Wb, Elisa — Q0D8I9

Артикул: CM0020799

введение

CamelBio поставляет кроличье поликлональное антитело anti-OsEIN2 (Q0D8I9), реагирующее с *Oryza sativa*. Валидировано для WB и ELISA; нацелено на белок этиленовой сигнализации, участвующий в развитии риса, старении и формировании размера зерна.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsEIN2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EIN2; MHZ7; OsEIN2; P0455F03.4
Вид	<i>Oryza sativa</i>
Идентификатор гена	4342431
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 576–710 <i>Oryza sativa</i> OsEIN2 (Q0D8I9).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q0D8I9
Молекулярная масса белка	138 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом