

Поликлональные Антитела Кролика К Oself3 Для Вб, Ифа - Q9Snq6

Артикул: CM0023214

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против OsELF3 (Q9SNQ6) из Oryza sativa. Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА, подходят для исследований регуляции времени цветения и фотопериодического пути у риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsELF3 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; OsJ_20086; OsELF3
Вид	Oryza sativa
ID гена	4340087
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-172 OsELF3 Oryza sativa. (Q9SNQ6).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q9SNQ6
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами