

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Osfd1 Для Wb, Elisa — A0A0P0XR34

Артикул: CM0020333

введение

Поликлональное антитело кролика против OsFD1 риса (P0478E02.1) для вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляет ядерный белок массой 21 кДа, участвующий в передаче сигналов абсцизовой кислоты и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsFD1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	P0478E02.1; OsFD1
Вид	Oryza sativa
GeneID	9271661
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 OsFD1 из Oryza sativa. (A0A0P0XR34)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Oryza sativa
SWISS	A0A0P0XR34
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом