

Поликлональное Антитело Против Osfd2 Для Вб И Ифа - Q5Z4G3

Артикул: CM0019417

введение

Кроличье поликлональное антитело против OsFD2 (OsbZIP55) Oryza sativa. Валидировано для ВБ и ИФА. Подходит для исследований сигналинга абсцизиновой кислоты, регуляции транскрипции и стресс-ответов растений. Обнаруживает белок с молекулярной массой 18 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsFD2 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	OsFD2; OsbZIP55
Вид	Oryza sativa
ИД гена	9266154
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 OsFD2 Oryza sativa (Q5Z4G3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q5Z4G3
Масса белка	18 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом