

Поликлональные Антитела Против Anti-Osgerp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9H4B0

Артикул: CM0028216

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого OSGEPL1 (Q9H4B0), для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с мышью и крысой; идеально подходят для изучения модификации митохондриальной tPHK и поддержания генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OSGEPL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
Вид	Человек
ID гена	64172
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого OSGEPL1 (NP_071748.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H4B0
Молекулярный вес белка	45 кДа
Доставка	В ледяном пакете