

Поликлональные Антитела Против Osgin1 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q9Ujx0

Артикул: CM0013838

введение

Кроличьи поликлональные антитела против OSGIN1, валидированные для Вестерн-блота и ИФА, нацелены на человеческий ингибитор роста 1, индуцируемый оксидативным стрессом (OSGIN1), который участвует в регуляции цитокинеза и клеточной гибели. Перекрестная реактивность с видом человек. Молекулярная масса 52 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OSGIN1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	BDGI; OKL38; OSGIN1
Вид	Человек
GeneID	29948
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого OSGIN1 (NP_892026.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UJX0
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Айс-пак