

Поликлональные Антитела Против Osgrf4 Для Вб И Ифа - Q6Zik5

Артикул: CM0023434

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против рисового OsGRF4, валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Полезны для изучения регуляции размера зерна, пролиферации клеток и развития меристем у *Oryza sativa*.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsGRF4 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Псевдонимы	GL2; GS2; PT2; GLW2; GRF4; grf2; OsGRF4; OsJ_08054; OJ1111_E07.19
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4330436 (<i>Oryza sativa</i>)
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6ZIK5
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-бокс