

Поликлональные Антитела Кролика Против Osmads1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q10Pz9

Артикул: CM0022700

введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на OsMADS1 Oryza sativa, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для изучения развития цветковых органов, функции транскрипционных факторов и исследования белков MADS-бокса у риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsMADS1 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
Вид	Oryza sativa
GeneID	4332059
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 150–257 OsMADS1 Oryza sativa (Q10PZ9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS	Q10PZ9
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом