

Поликлональные Антитела Против Osmkk4 Для Вб, Ифа - Q6K4Q0

Артикул: CM0018973

введение

Кроличьи поликлональные антитела против рисового OsMCKK4, валидированные для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Подходят для изучения сигналинга защиты растений и функции киназ у *Oryza sativa*.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsMCKK4 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альясы	OJ1316_E06.24; OsMCKK4
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ID гена	4330957
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 100-200 OsMCKK4 <i>Oryza sativa</i> (Q6K4Q0)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q6K4Q0
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Айс-бокс