

Поликлональные Антитела Против Osmrk6 Для Вб И Ифа - Q336X9

Артикул: CM0023862

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против митоген-активированной протеинкиназы 6 риса (OsMPK6, Q336X9) для вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для изучения путей MAPK у *Oryza sativa*.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsMPK6 кроличьи пАт
Примечания/псевдонимы	MPK6; OsMPK6
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4349225
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q336X9
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами