

Поликлональное Антитело Против Osmr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99650

Артикул: CM0030950

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого OSMR, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для изучения сигналинга онкостатина М и IL-31 в исследованиях по иммунологии и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OSMR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OSMRB; PLCA1; IL-31RB; OSMRbeta; IL-31R-beta; OSMR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9180
GeneID	9180
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого OSMR (NP_003990.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99650
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом