

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Osr1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q8Tax0

Артикул: CM0021510

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, направленное против человеческого OSR1 (odd-skipped-related 1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований эмбрионального развития и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OSR1 Rabbit pAb
Примечания/алиас	ODD; OSR1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	130497
Идентификатор гена	130497
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-115 человеческого OSR1 (NP_660303.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TAX0
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом