

Поликлональные Антитела К Anti-Osr2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N2R0

Артикул: CM0024603

введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против OSR2 для WB и ELISA; распознают OSR2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения развития зубного зачатка и транскрипционных факторов с цинковыми пальцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OSR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OSR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	116039
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-312 человеческого OSR2 (NP_001135934.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N2R0
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете