

Поликлональное Антитело Anti-Osrack1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P49027

Артикул: CM0022202

введение

Поликлональное кроличье антитело к OsRACK1A, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА в рисе (*Oryza sativa*). Выявляет белок RACK1z размером ~36 кДа, положительный регулятор врождённого иммунитета и защиты растений. Идеально подходит для исследований пирикулярноза риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OsRACK1A
Примечания/синонимы	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4324115
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 OsRACK1A из <i>Oryza sativa</i> . (P49027)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	P49027
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом