

Поликлональное Антитело Кролика Против Osrd6/Shl2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Lhh9

Артикул: CM0024182

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на рисовый белок OsRDR6 (SHL2, SHOOTLESS2), для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Эта РНК-зависимая РНК-полимераза критически важна для развития апикальной меристемы побега и пути ta-siRNA, что делает антитело подходящим для исследований в области биологии развития растений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsRDR6 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	SHL2; SHOOTLESS2; OsRDR6
Вид	Oryza sativa (Рис посевной)
Идентификатор гена	4323938
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 963-1218 белка OsRDR6 Oryza sativa (Q8LHH9)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
SWISS-PROT	Q8LHH9
Молекулярная масса белка	137 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом