

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Ostb1 Для Вестерн-Блоттинга - Q8Ln68

Артикул: CM0024222

введение

Кроличья поликлональная антитело к OsTB1 для обнаружения фактора транскрипции TB1 в *Oryza sativa* (рис). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований в области биологии развития растений, посвященных кущению и регуляции пазушных почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsTB1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCP8; OsTB1
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4333856
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-388 OsTB1 <i>Oryza sativa</i> . (Q8LN68)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q8LN68
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка со льдом