

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ostc Для Wb И Elisa — Q9Nrp0

Артикул: CM0019786



введение

Поликлональное антитело кролика к OSTC валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелено на субъединицу OSTC комплекса олигосахарилтрансферазы, играющую ключевую роль в исследованиях N-гликозилирования и биологии эндоплазматического ретикулума.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к OSTC
Примечания/синоним	DC2; OSTC
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	58505
Идентификатор гена	58505
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности от аминокислоты 50 до С-конца человеческого OSTC (NP_067050.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NRP0
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	Охлаждающий пакет