

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Oste Для Вестерн-Блота И Ифа - Q10Sh0

Артикул: CM0022639

введение

Поликлональные кроличьи антитела к OsTE (TAD1/OsCCS52A), валидированные для Вестерн-блота и ИФА на образцах *Oryza sativa*. Белок клеточного цикла с повтором WD, молекулярная масса 56 кДа. Идеальный выбор для исследований риса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к OsTE
Примечания/синонимы	TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE
Вид	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4331448
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 OsTE <i>Oryza sativa</i> (Q10SH0)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q10SH0
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом