


Кроличья Поликлональная Антитело Против Остеокальцина/Осн Для Wb, If/Icc, Elisa - P02818

Артикул: CM0029350



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого остеокальцина (BGLAP), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает перекрестную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Поддерживает исследования в области биологии костей и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Osteocalcin/OCN Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OC; BGP; OCN; Остеокальцин (BGLAP)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	632
ID гена	632
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02818
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете