

Анти-Остеоглицин (Ogn) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20774

Артикул: CM0030002

введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого Остеоглицина (OGN) для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции, ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Обнаруживает белок ~34 кДа. Применимо для исследований биологии костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Остеоглицин (OGN) Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	OG; OIF; SLRR3A; Остеоглицин (OGN)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4969
ID гена	4969
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-298 человеческого Остеоглицина (OGN) (NP_054776.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20774
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом