


Поликлональное Антитело Против Остеопонтина Для Wb, Elisa - P10451

Артикул: CM0013354



введение

Поликлональное антитело против остеопонтина, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает остеопонтин человека, мыши и крысы; распознает аминокислоты 17-314. Идеально подходит для изучения взаимодействий клеток с матриксом и функций цитокинов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против остеопонтина
Примечания/синонимы	OPN; BNSP; BSP1; ETA-1; остеопонтин
Вид	Человек
Идентификатор гена	6696
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 17-314 остеопонтина человека (NP_001035147.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10451
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом