


Поликлональное Антитело Против Ostm1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86Wc4

Артикул: CM0016778



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому OSTM1, также известному как бета-субъединица хлоридного канала 7, валидировано для WB и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Необходимо для созревания и функционирования остеокластов и меланоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OSTM1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GL, GIPN, OPTB5, HSPC019, OSTM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	28962
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 32-284 человеческого OSTM1 (NP_054747.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86WC4
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовой пакет