

Поликлональные Антитела Кролика Против Ostt1 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q10Kf0

Артикул: CM0019473

введение

Поликлональные антитела кролика к рисовому OsTT1 (субъединица протеасомы альфа типа 2), валидированные для Вестерн-блота и ИФА. Распознают мишень *Oryza sativa* с прогнозируемой молекулярной массой ~26 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OsTT1 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	PAB1; OsPAB1; OsJ_11088; OsTT1
Вид	<i>Oryza sativa</i>
ИД гена	4333000
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 135-235 OsTT1 <i>Oryza sativa</i> (Q10KF0)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q10KF0
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет