


Анти-Otc Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Elisa - P00480

Артикул: CM0005091



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к OTC, валидированное для WB, IF-P и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным белкам. Необходимо для исследований цикла мочевины и разработки IVD тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ОТС кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	OCTD; OTC1; OTCD; OTCase; OTC
Вид	Человек
ID гена	5009
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215-354 человеческого OTC (NP_000522.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00480
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом