


Поликлональное Антитело Кролика Против Otc Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P00480

Артикул: CM0026832



введение

Поликлональное антитело кролика против OTC, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует OTC человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения цикла мочевины, детоксикации аммиака и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OTC Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	OCTD; OTC1; OTCD; OTCase; OTC
Вид	Человек
GeneID (человек)	5009
GeneID	5009
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 215-354 человеческого OTC (NP_000522.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00480
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом