

Поликлональные Антитела Anti-Otof Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Hc10

Артикул: CM0021827

введение

Кроличьи поликлональные антитела к OTOF, валидированные для WB и ELISA на образцах человека. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 1-300) нацелен на otoferlin, кальциевый сенсор, критически важный для экзоцитоза синаптических везикул в волосковых клетках улитки; идеально подходит для исследований слуха и глухоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OTOF Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AUNB1; DFNБ6; DFNБ9; NSRD9; FER1L2; OTOF
Вид	Человек
GeneID (человек)	9381
GeneID	9381
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого OTOF (NP_919224.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Hc10
Молекулярная масса белка	227 кДа
Доставка	С ледяным пакетом