

Поликлональные Кроличьи Антитела К Отр Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Xkr4

Артикул: CM0017182

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого ОТР (гомеобелок orthopedia). Подходят для применений WB, IHC-P и ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Полезны для исследований гипоталамической нейроэндокринной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ОТР Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ОТР
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23440
GeneID	23440
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого ОТР (NP_115485.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5XKR4
Молекулярный вес белка	34kDa (34kDa)
Доставка	Сумка со льдом