


Поликлональное Антитело Anti-Otub1 Для Wb, Elisa — Q96Fw1

Артикул: CM0016323



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий OTUB1 — деубиквитинирующий фермент, участвующий в обновлении белков, репарации ДНК и регуляции иммунного ответа. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрёстно реагирует с белком мыши. Идеально подходит для фундаментальных исследований и разработки диагностических анализов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к OTUB1
Примечания/алиасы	OTB1; OTU1; HSPC263; OTUB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55611
GeneID	55611
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50–150 человеческого OTUB1 (NP_060140.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96FW1
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет