


Кроличье Поликлональное Антитело К Otub1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96Fw1

Артикул: CM0016270



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий OTUB1, Lys-48-специфичную деубиквитиназу, участвующую в обороте белков, репарации ДНК и иммунной регуляции. Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	OTUB1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OTB1, OTU1, HSPC263, OTUB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55611
GeneID	55611
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FW1
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом