


## Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Otub2 Для Wb, Elisa — Q96Dc9

Артикул: CM0020495



### введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-OTUB2, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на человеческую убиквитин-тиоэстеразу OTUB2, деубиквитирующий фермент, участвующий в обороте белков. Идеально подходит для исследований убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | OTUB2 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Примечания/синонимы       | OTB2, OTU2, C14orf137, OTUB2                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID                    | 78990                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-73 человеческого OTUB2 (NP_075601.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                          |
| SWISS                     | Q96DC9                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 27 кДа                                                                                                                           |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                   |