

Анти-Otud4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q01804

Артикул: CM0023797

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против OTUD4 (HIN1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. Изучайте роль OTUD4 в деубиквитинировании, воспалительной сигнализации и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	OTUD4 Кролика pAb
Примечания/Псевдоним	HIN1; DUBA6; HSHIN1; OTUD4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54726
GeneID	54726
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-500 человеческого OTUD4 (NP_001096123.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01804
Молекулярный вес белка	124кДа
Доставка	Сумка со льдом