


Поликлональное Антитело Anti-Otud7B Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунофлуоресценции, Elisa - Q6Gqq9

Артикул: CM0021198



введение

Кроличье поликлональное антитело OTUD7B, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции, ELISA. Распознает OTUD7B человека, мыши, крысы. Идеально для исследований пути NF- κ B и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	OTUD7B Кроличье rAb
Примечания/Алиасы	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56957
GeneID	56957
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 530-700 человеческого OTUD7B (NP_064590.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия, иммунофлуоресценция, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6GQQ9
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	В пакете со льдом